

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Klk15 Per Wb, Elisa - Q9H2R5

Numero articolo: CM0024072

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio KLK15 validato per WB ed ELISA. Rileva KLK15 umano con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sulle proteasi e studi sui biomarcatori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	KLK15 Rabbit pAb
Note/Alias	ACO; HSRNASPH; KLK15
Specie	Umano
GeneID	55554
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 80-180 di KLK15 umano (NP_059979.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9H2R5
Peso Proteico	28kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio