


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Klk3 Per Wb - P07288

Numero articolo: CM0022867



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-KLK3 (PSA), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA.

Reagisce con l'antigene prostatico specifico umano e murino. Ideale per la ricerca sui biomarcatori del cancro alla prostata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	KLK3 Rabbit pAb
Note/Alias	APS; PSA; hK3; KLK2A1; KLK3
Specie	Uomo
GeneID (umano)	354
GeneID	354
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-261 della KLK3 umana (NP_001639.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo
SWISS	P07288
Peso proteico	29 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio