

Anticorpo Policlonale Anti-Klk6 Per Wb, Elisa - Q92876

Numero articolo: CM0016327



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio KLK6 convalidato per Western blot (WB) e applicazioni ELISA. Rileva la callicreina-6 umana, una proteasi serinica implicata nella neurodegenerazione e nella metastasi del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	KLK6 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	hK6; Bssp; Klk7; SP59; PRSS9; PRSS18; KLK6
Specie	Umano
Gene ID	5653
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi da 100 al C-terminus del KLK6 umano (NP_002765.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q92876
Peso proteico	26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio