

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Klk6 Per Wb, Elisa - Q92876

Numero articolo: CM0015958



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Kallikreina-6 (KLK6, neurosin, PRSS9) umana validato per Western blot e ELISA. Rileva KLK6 in campioni di uomo, topo e ratto. Ideale per studi sulla neurodegenerazione, l'invasione tumorale e la biologia delle proteasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	KLK6 Rabbit pAb
Note/Alias	hK6; Bssp; Klk7; SP59; PRSS9; PRSS18; KLK6
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5653
GeneID	5653
Immunogeno	Peptide sintetico, un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra l'aminoacido 100 e l'estremità C-terminale della KLK6 umana (NP_002765.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q92876
Peso proteico	26kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio