


Anticorpo Policlonale Anti-Klkb1 Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - P03952

Numero articolo: CM0029526



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro KLKB1 umano (calicreina plasmatica). Validato per WB, IHC-P ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per ricerche sulla coagulazione, bradichinina e sistema renina-angiotensina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	KLKB1 pAb di coniglio
Osservazioni/Alias	PKK; PPK; KLK3; PKKD; KLKB1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3818
ID Gene	3818
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-300 di KLKB1 umano (NP_000883.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P03952
Peso proteico	71kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio