

Anticorpo Policlonale Anti-Klotho Per Wb Ed Elisa - Q9Uef7

Numero articolo: CM0018685



introduzione

KL Rabbit pAb rileva Klotho nell'uomo, nel topo e nel ratto mediante WB ed ELISA. Indicato per lo studio dell'invecchiamento, dell'omeostasi del fosfato e della segnalazione FGF23.

L'immunogeno ricombinante garantisce una rilevazione specifica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	KL Rabbit pAb
Note/alias	KLA; HFTC3; KL
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	9365
GeneID	9365
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 della KL umana (NP_004786.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9UEF7
Peso della proteina	116 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante