

Anticorpo Policlonale Anti-Klrb1 Per Wb, Elisa - Q12918

Numero articolo: CM0024705



introduzione

KLRB1 Rabbit pAb validato per WB ed ELISA. Riconosce il CD161/NKR-P1A umano, murino e ratto, un recettore inibitorio delle cellule NK coinvolto nella citotossicità e nella regolazione immunitaria. SWISS: Q12918.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	KLRB1 Rabbit pAb
Note/Alias	NKR; CD161; CLEC5B; NKR-P1; NKR-P1A; NKR-P1A; hNKR-P1A; KLRB1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3820
Gene ID	3820
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 73-140 di KLRB1 umano (NP_002249.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q12918
Peso Proteico	25kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio