


Anticorpo Policlonale Anti-Klrc1 Per Wb, Elisa - P26715

Numero articolo: CM0016832



introduzione

KLRC1 Rabbit pAb (P26715) validato per WB, ELISA. Riconosce NKG2-A/NKG2-B umano, un recettore inibitorio immunitario su cellule NK e T. Reagisce in modo crociato con il topo. Per la ricerca in immuno-oncologia e sui checkpoint immunitari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	KLRC1 Rabbit pAb
Note/Alias	NKG2; NKG2A; CD159A; KLRC1
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	3821
ID Gene	3821
Immunogeno	Proteina ricombinante (proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 96-215 di KLRC1 umano (NP_015567.1))
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	P26715
Peso proteico	26kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio