

Anticorpo Policlonale Anti-Klrd1 (Cd94) Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q13241

Numero articolo: CM0015452



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro KLRD1 (CD94) umano, un recettore immunitario chiave sulle cellule NK e T. Validato per WB ed ELISA, reagisce incrociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca in immuno-oncologia e malattie infettive.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	KLRD1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CD94; KLRD1
Specie	Umano
GenelD (Umano)	3824
GenelD	3824
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 32-179 di KLRD1 umano (NP_002253.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13241
Peso proteico	21kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio