

Anticorpo Policlonale Anti-Klrd1 Per Wb E Elisa - Q13241

Numero articolo: CM0022647



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato al KLRD1 umano (CD94), adatto per WB e ELISA con reattività crociata con umano e topo. Ideale per investigare la biologia dei recettori delle cellule NK e i meccanismi dei checkpoint immunitari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	KLRD1 Rabbit pAb
Note/Alias	CD94; KLRD1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3824
Gene ID	3824
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 32-179 del KLRD1 umano (NP_002253.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q13241
Peso proteico	21kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio