


Anticorpo Policlonale Anti-Klrk1 Per Wb, Elisa - P26718

Numero articolo: CM0028341



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che mira a KLRK1/NKG2-D umano (SWISS: P26718), validato per WB ed ELISA. Rileva NKG2-D in campioni umani e murini, ideale per la sorveglianza immunitaria e la ricerca oncologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	KLRK1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	KLR; CD314; NKG2D; NKG2-D; D1252489E; KLRK1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	22914
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 77-216 di KLRK1 umano (NP_031386.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse
SWISS	P26718
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio