


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Klrk1 Per If/Icc Ed Elisa - P26718

Numero articolo: CM0018331



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro KLRK1 umano (NKG2D), validato per IF/ICC ed ELISA. Ideale per lo studio dell'immunosorveglianza mediata dalle cellule NK e la ricerca sui checkpoint immunitari. Spedito con ghiaccio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	KLRK1 Rabbit pAb
Note/Alias	KLR; CD314; NKG2D; NKG2-D; D12S2489E; KLRK1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	22914
Gene ID	22914
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50-150 di KLRK1 umano (NP_031386.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P26718
Peso Proteico	25kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio