


Anti-Kmt1B / Suv39H2 Coniglio Anticorpo Monoclonale Per Wb, Elisa - Q9H5I1

Numero articolo: CM0005208



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità mirato al KMT1B/SUV39H2 umano, una metiltransferasi dell'istone H3K9 critica per la formazione dell'eterocromatina. Validato per WB ed ELISA, adatto per la ricerca epigenetica e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	KMT1B / SUV39H2 mAb Coniglio
Note/Alias	KMT1B; KMT1B / SUV39H2
Specie	Umano
Gene ID	79723 (Umano)
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 311-410 del KMT1B/SUV39H2 umano (UniProt: Q9H5I1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	Q9H5I1
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio