


Anticorpo Policlonale Anti-Kmt2A (Validato Ko) Per Wb Ed Elisa - Q03164

Numero articolo: CM0015807



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro KMT2A umano (MLL, HRX). Validato KO. Adatto per WB, ELISA. Reagisce incrociato con umano, topo, ratto. Peso target 432kDa. Per ricerche sull'epigenetica e sulla leucemia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Validato KO] KMT2A Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	HRX; MLL; ALL1; GAS7; HTRX; MLL1; TRX1; ALL-1; CXXC7; HTRX1; MLL1A; WDST5; 2A
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	4297
ID Gene	4297
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 752-949 di KMT2A umana (NP_005924.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q03164
Peso proteico	432kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio