

Anticorpo Policlonale Anti-Kmt2B Coniglio Per Wb, Elisa - Q9Umn6

Numero articolo: CM0019069



introduzione

Anticorpo policlonale KMT2B convalidato per WB ed ELISA; reagisce con umano, topo e ratto. Bersaglio dell'istone metiltransferasi KMT2B coinvolta nella regolazione epigenetica e nel cancro. Adatto per la ricerca IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	KMT2B Rabbit pAb
Note/Alias	HRX2; MLL2; MLL4; TRX2; WBP7; DYT28; MLL1B; MRD68; WBP-7; CXXC10; KMT2B
Specie	Umano
Gene ID	9757
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1370-1570 del KMT2B umano (NP_055542.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UMN6
Peso proteico	294kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio