


Anticorpo Policlonale Anti-Kmt5A/Setd8 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nqr1

Numero articolo: CM0030528



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia KMT5A/SETD8 umana, adatto per WB, IF/ICC, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca epigenetica e sul ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	KMT5A/SETD8 Rabbit pAb
Note/Alias	SET8; SET07; SETD8; PR-Set7; PR/SET07; KMT5A/SETD8
Specie	Umana
GeneID (Umana)	387893
GeneID	387893
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-393 di KMT5A/SETD8 umana (Q9NQR1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q9NQR1
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio