


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Kmt5A/Setd8 (Validato Per Kd) Per Wb, Elisa - Q9Nqr1

Numero articolo: CM0008076



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio validato per KD contro KMT5A/SETD8 per Western blot ed ELISA. Rileva KMT5A/SETD8 umano e murino, una metiltransferasi dell'istone H4K20 coinvolta nel silenziamento genico e nella regolazione del ciclo cellulare. Ideale per la ricerca epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Validato per KD] KMT5A/SETD8 mAb di coniglio
Note/Alias	SET8; SET07; SETD8; PR-Set7; PR/SET07; [Validato per KO/KD] KMT5A/SETD8
Specie	Umano
GeneID	387893 (Umano)
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di KMT5A/SETD8 umano (Q9NQR1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	Q9NQR1
Peso della proteina	43 kDa
Spedizione	Confezione refrigerata