

Anticorpo Policlonale Anti-Kntc1 Di Coniglio Per Wb, Elisa - P50748

Numero articolo: CM0014916



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro KNTC1 umano, validato per WB ed ELISA. Reagisce con umano e ratto. Bersaglia la proteina 1 associata al cinetocore essenziale per il checkpoint mitotico. Adatto per la ricerca sul ciclo cellulare e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	KNTC1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ROD; KNTC1
Specie	Umano
Gene ID	9735
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 900-1100 di KNTC1 umano (NP_055523.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	P50748
Peso proteico	251kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio