

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-[Ko Validated] Calpain 2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P17655

Numero articolo: CM0024023



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto alla subunità catalitica Calpain-2 per WB, IHC-P, ELISA. Convalidato in essere umano, topo, ratto. Adatto per ricerche sul rimodellamento del citoscheletro e sulla trasduzione del segnale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[KO Validated] Calpain 2 Rabbit pAb
Note / Alias	CANP2, mCANP, CANPL2, CANPml, 2
Specie	Umano
ID gene (umano)	824
ID gene	824
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 350-680 della Calpain 2 umana (NP_001739.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P17655
Peso proteico	80kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio