

Anti-[Ko Validated] Edf1 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb E Elisa - Q9Jmg1

Numero articolo: CM0020338

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Edf1 di topo, convalidato knockout, adatto per Western blot e ELISA. Rileva Edf1 umano e di topo, un coattivatore trascrizionale coinvolto nella differenziazione endoteliale e nel metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KO Validated] Edf1 Coniglio pAb
Note/Alias	MBF1; 0610008L11Rik; f1
Specie	Mouse
GenelD (Umano)	8721
GenelD	59022
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-148 di Edf1 di topo (NP_067494.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9JMG1
Peso Proteico	16kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio