


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-[Ko Validated] Pd-1/Cd279 Per Wb, Elisa - Q15116

Numero articolo: CM0029070



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PD-1/CD279 umano, validato per knockout. Adatto per WB e ELISA, presenta reattività crociata con topo e ratto. Ideale per lo studio delle vie di checkpoint immunitari e dell'immunoterapia oncologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[KO Validated] PD-1/CD279 Rabbit pAb
Note/Alias	PD1; PD-1; CD279; SLEB2; hPD-1; hPD-L; hSLE1; 79
Specie	Uomo
GeneID (umano)	5133
GeneID	5133
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q15116
Peso proteico	32kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio