

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Kpna1 Per Wb Ed Elisa - P52294

Numero articolo: CM0014778



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-KPNA1 per WB ed ELISA; reagisce con proteine umane e murine. Validato con immunogeno ricombinante; ideale per la ricerca sul trasporto nucleare che coinvolge l'importina alfa-5.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	KPNA1 pAb di coniglio
Note/alias	RCH2; SRP1; IPOA5; NPI-1; KPNA1
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	3836
GeneID	3836
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 di KPNA1 umano (NP_002255.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	P52294
Peso della proteina	60 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante