

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Kpna1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P52294

Numero articolo: CM0023511



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro KPNA1 (subunità alfa-5 dell'importina). Validato per Western blot, IHC-P ed ELISA; reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per studi sul trasporto nucleare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	KPNA1 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	RCH2; SRP1; IPOA5; NPI-1; KPNA1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3836
ID Gene	3836
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 del KPNA1 umano (NP_002255.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P52294
Peso proteico	60 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio