


Anticorpo Policlonale Anti-Kpna2 Per Wb/Ip/Elisa - P52292

Numero articolo: CM0022625



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro KPNA2/sottounità alfa-1 dell'importina umana, validato per WB, IP, ELISA. Reagisce incrociatamente con umano e topo. Adattatore chiave per l'importazione di proteine nucleari tramite il riconoscimento NLS e l'aggancio KPNB1.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	KPNA2 pAb Coniglio
Osservazioni/Alias	QIP2; RCH1; IPOA1; PTAC58; SRP1alpha; SRP1-alpha; KPNA2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3838
ID Gene	3838
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-290 di KPNA2 umano (NP_002257.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse
SWISS	P52292
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio