


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Kpna2 Per Wb E Elisa - P52292

Numero articolo: CM0005113



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-KPNA2 convalidato per WB e ELISA con reattività crociata verso Uomo, Topo e Ratto. Riconosce la subunità importina alfa-1 (P52292), una proteina adattatrice per il trasporto nucleare, ideale per lo studio del traffico nucleocitoplasmatico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	KPNA2 Rabbit mAb
Note / Alias	QIP2; RCH1; IPOA1; PTAC58; SRP1alpha; SRP1-alpha; KPNA2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	3838
GeneID	3838
Immunogeno	Peptide sintetico: Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della proteina KPNA2 umana (P52292).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P52292
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio