

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Kpna3 Per Wb E Elisa - 000505

Numero articolo: CM0019915

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro KPNA3 umana (importina alfa-4), adatto per applicazioni Western blot e ELISA. Ideale per lo studio dell'import di proteine nucleari, interazioni ospite-virus e paraplegia spastica ereditaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	KPNA3 Rabbit pAb
Note/Altri nomi	SRP1; SRP4; IPOA4; SPG88; hSRP1; SRP1gamma; KPNA3
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	3839
GeneID	3839
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-210 di KPNA3 umana (NP_002258.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	000505
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio