

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Kpna3 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 000505

Numero articolo: CM0030311

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio KPNA3 di alta qualità per applicazioni WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Riconosce KPNA3 in uomo, topo e ratto. Mira alla subunità importina alfa-4, chiave nell'importazione di proteine nucleari e nelle interazioni ospite-virus.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	KPNA3 Rabbit pAb
Note/Alternativi	SRP1, SRP4, IPOA4, SPG88, hSRP1, SRP1gamma, KPNA3
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	3839
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-210 della KPNA3 umana (NP_002258.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	000505
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio