

Anticorpo Policlonale Anti-Kpna4 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O00629

Numero articolo: CM0024048



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce l'umano KPNA4 (Importina subunità alfa-3), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per saggi di trasporto e importazione nucleare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	KPNA4 Rabbit pAb
Note/Alias	QIP1; SRP3; IPOA3; KPNA4
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3840
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-240 di KPNA4 umano (NP_002259.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O00629
Peso Molecolare Proteico	58kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio