

Anticorpo Monoclonale Anti-Kpna6 Per Wb, If/Icc, Elisa - O60684

Numero articolo: CM0006991



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio specifico per KPNA6 umano (importina alfa-7). Convalidato per WB, IF/ICC ed ELISA; reattivo crociato con umano e topo. Rileva una banda di ~60 kDa. Adatto per studi sull'import e trasporto di proteine nucleari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	KPNA6 Rabbit mAb
Note/Alias	IPOA7; KPNA6
Specie	Umano
GeneID (Umano)	23633
GeneID	23633
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	O60684
Peso Proteico	60 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio