

Anticorpo Monoclonale Anti-Kpna6 Per Wb - O60684

Numero articolo: CM0006846



introduzione

KPNA6 Rabbit PolymAb® è un anticorpo monoclonale validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con KPNA6 umana (importina alfa-7), una proteina adattatrice per l'importazione nucleare. Ideale per la ricerca IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	KPNA6 Rabbit PolymAb®
Note/Alias	IPOA7; KPNA6
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	23633
ID gene	23633
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 69-169 della KPNA6 umana (NP_036448.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O60684
Peso proteico	60 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio