

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Kpna6 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O60684

Numero articolo: CM0006987



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio KPNA6 validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce crociatamente con campioni umani, murini e di ratto. Targetizza l'importina alfa-7, un adattatore chiave del trasporto nucleare, consentendo studi affidabili del trasporto nucleocitoplasmatico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio KPNA6
Note/alias	IPOA7; KPNA6
Specie	Umana
GeneID (umano)	23633
GeneID	23633
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 69-169 della KPNA6 umana (NP_036448.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	O60684
Peso della proteina	60 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante