

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Kpna6 Per Wb, Elisa - O60684

Numero articolo: CM0025467



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato alla subunità alfa-7 dell'importina umana (KPNA6). Validato per Western blot ed ELISA, reagisce in modo incrociato con umano e topo, ideale per studi sull'importazione nucleare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	KPNA6 Rabbit pAb
Note/Alias	IPOA7; KPNA6
Specie	Umano
GeneID (Umano)	23633
GeneID	23633
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 277-536 di KPNA6 umano (NP_036448.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	O60684
Peso Proteico	60kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio