

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Kras+Hras+Nras Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P01111/P01112/P01116

Numero articolo: CM0007717



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ricombinante diretto contro KRAS, HRAS e NRAS. Adatto per WB, IF/ICC, IP, ELISA su campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per lo studio della segnalazione RAS-MAPK e della ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	KRAS+HRAS+NRAS Rabbit mAb
Note/Alias	C-K-RAS; CFC2; K-RAS2A; K-RAS2B; K-RAS4A; K-RAS4B; KI-RAS; KRAS1; KRAS2; NS; NS3; RALD; RASK2; c-Ki-ras2; KRAS+HRAS+NRAS
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	4893/3845/3845
GeneID	4893/3265/3845
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di Ras umano (P01111).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P01111/P01112/P01116
Peso della proteina	21kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio