

Anticorpo Policlonale Anti-Krbox4 Per Wb, Elisa - Q5Juw0

Numero articolo: CM0017238

introduzione

KRBOX4 Rabbit pAb rileva la proteina 4 contenente il dominio KRAB (ZNF673, KRABD4) umana, di topo e di ratto tramite WB e ELISA. Validato con immunogeno peptidico, peso molecolare previsto di 20 kDa, ideale per la ricerca sulla cromatina e sulla trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	KRBOX4 Rabbit pAb
Note / Alias	ZNF673; KRBOX4
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	55634
GeneID	55634
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra l'amminoacido 100 e l'estremità C-terminale della proteina KRBOX4 umana (NP_060246.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q5JUW0
Peso della Proteina	20 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio