


Anticorpo Policlonale Anti-Kremen1 Per Wb, Elisa - Q96Mu8

Numero articolo: CM0015123



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce KREMEN1 umano, validato per WB ed ELISA. Rileva KREMEN1 in campioni umani, di topo e di ratto. Adatto per studi sulla segnalazione Wnt/ β -catenina, sullo sviluppo e sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	KREMEN1 Rabbit pAb
Note/Alias	KRM1; ECTD13; KREMEN; KREMEN1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	83999
ID Gene	83999
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 180-380 di KREMEN1 umano (NP_001034659.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96MU8
Peso Proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio