


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Krt10 Per Wb E Elisa - P13645

Numero articolo: CM0024753



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio targeting la cheratina 10 umana (KRT10/CK10). Validato per Western blot e ELISA. Per studi su filamenti intermedi, differenziazione epidermica e biologia dei cheratinociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	KRT10 Rabbit pAb
Note/Alias	BIE; EHK; IHL; K10; KPP; BCIE; CK10; KRT10
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	3858
ID Gene	3858
Immunogeno	Peptide sintetico di KRT10 umano (aa 350-460, NP_000412.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	P13645
Peso proteico	59kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio