

Anticorpo Policlonale Anti-Krt3 Per Wb, If/Icc, Elisa - P12035

Numero articolo: CM0013853

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia KRT3 umano, una cheratina di tipo II specifica dell'epitelio corneale che si accoppia con KRT12. Convalidato per WB, IF/ICC e ELISA. Ideale per studiare le reti di filamenti intermedi e le distrofie corneali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Anticorpo policlonale Anti-KRT3
Note/Alias	K3; CK3; MECD2; KRT3
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	3850
GeneID	3850
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 230-390 di KRT3 umano (NP_476429.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P12035
Peso proteico	64kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio