

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Krt80 Per If/Icc, If-P, Elisa - Q6Kb66

Numero articolo: CM0027833

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro la cheratina 80 umana (KRT80). Validato per IF/ICC, IF-P e ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Esplora la dinamica dei filamenti intermedi di cheratina e l'espressione tessuto-specifica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	KRT80 Rabbit pAb
Note/Alias	KB20; KRT80
Specie	Umana
GeneID (Umano)	144501
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 242-452 della KRT80 umana (NP_872313.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q6KB66
Peso proteico	51 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio