

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Krt81 Per Wb, Elisa - Q14533

Numero articolo: CM0030747

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità rivolto a KRT81 umano (Keratin-81) per applicazioni Western blot e ELISA. Ideale per studi sui filamenti intermedi della cheratina dei capelli; presenta reazione crociata con umano e topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	KRT81 Rabbit pAb
Note/Alias	HB1; K81; Hb-1; KRTHB1; MLN137; ghHkb1; hHAKB2-1; KRT81
Specie	Umano
ID Gene	3887
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 350-450 di KRT81 umano (NP_002272.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	Q14533
Peso proteico	55kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio