

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ksr1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q8Ivt5

Numero articolo: CM0015755



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro KSR1 umano, validato per Western blot, immunofluorescenza ed ELISA. Riconosce KSR1 umano, murino e di ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione MAPK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	KSR1 Rabbit pAb
Note/Alias	KSR; RSU2; KSR1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8844
GeneID	8844
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 320-420 di KSR1 umano (NP_055053.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8IVT5
Peso Proteico	102kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio