

Anticorpo Policlonale Anti-Ktn1 Per Wb Ed Elisa - Q86Up2

Numero articolo: CM0013209

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro KTN1 umano (kinectina), validato per WB ed ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Utile per lo studio della motilità delle vescicole mediata dalla chinesina, dell'adesione integrinica e della biologia della membrana del RE.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	KTN1 Rabbit pAb
Note/Alias	CG1; KNT; MU-RMS-40.19; KTN1
Specie	Umano
GeneID (umano)	3895
GeneID	3895
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di KTN1 umano (NP_001072989.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q86UP2
Peso della proteina	156 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante