

Anticorpo Policlonale Anti-Ktn1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q86Up2

Numero articolo: CM0027026

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce KTN1 umano (chinectina, recettore della chinesina), validato per WB, IHC-P ed ELISA. Rileva la proteina di membrana del reticolo endoplasmatico di ~156 kDa coinvolta nella motilità vescicolare e nell'adesione cellulare. Reagisce in modo crociato con l'umano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	KTN1 Rabbit pAb
Note/Alias	CG1; KNT; MU-RMS-40.19; KTN1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3895
GeneID	3895
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di KTN1 umano (NP_001072989.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	Q86UP2
Peso Proteico	156kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio