

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Ku70 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P12956

Numero articolo: CM0002079



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-Ku70 umano (XRCC6) per Western blot, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con il topo e il ratto. Strumento chiave per la ricerca sulla riparazione delle rotture a doppia elica del DNA e sulla via NHEJ.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Ku70 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	ML8, KU70, TLAA, CTC75, CTCBF, G22P1, Ku70
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2547
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 500-609 del Ku70 umano (P12956)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P12956
Peso proteico	70kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio