

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ku70 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P12956

Numero articolo: CM0015544



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro Ku70 umano (XRCC6). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sulla riparazione del DNA e lo sviluppo di saggi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome del prodotto	Ku70 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	ML8; KU70; TLAA; CTC75; CTCBF; G22P1; Ku70
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2547
GeneID	2547
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 408-609 del Ku70 umano (NP_001460.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P12956
Peso proteico	70kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio