

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Ku70 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P12956

Numero articolo: CM0026912



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit di alta qualità che mira a Ku70 (XRCC6) umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla riparazione del danno al DNA e sulla via NHEJ.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Ku70 Rabbit pAb
Note/Alias	ML8; KU70; TLAA; CTC75; CTCBF; G22P1; Ku70
Specie	Uomo
ID gene	2547 (Uomo)
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 501-600 di Ku70 umano (NP_001460.1)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P12956
Peso proteico	70 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio