


Anticorpo Monoclonale Anti-Ku80 Per Elisa, If/Icc, Ihc-P, Ip, Wb - P13010

Numero articolo: CM0005433



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro Ku80 umano (XRCC5). Validato per WB, IP, IF/ICC, IHC-P ed ELISA. Adatto per la ricerca su NHEJ, riparazione del DNA e mantenimento dei telomeri.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Validato KD] Ku80 Rabbit mAb
Note/Alias	KU80; KUB2; Ku86; NFIV; KARP1; KARP-1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	7520
Gene ID	7520
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 543-732 di Ku80 umano (NP_066964.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P13010
Peso Proteico	83 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio