

Anticorpo Policlonale Anti-Ku80 Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P27641

Numero articolo: CM0022098

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro Ku80 murino, validato per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reagisce anche con proteine umane e murine. Utile per la ricerca sulla riparazione del DNA e sui telomeri.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Ku80 Rabbit pAb
Note/Alias	Ku80; Ku86; CTC85; CTCBF
Specie	Topo
GeneID (umano)	7520
GeneID	22596
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 543-732 di Ku80 murino (NP_033559.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	P27641
Peso della proteina	83 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante