


Anticorpo Policlonale Anti-Ku80 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P13010

Numero articolo: CM0028570



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro Ku80 umano (XRCC5). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Rileva una banda di 83kDa. Adatto per la ricerca sulla riparazione del DNA, NHEJ e sui telomeri.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Ku80 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	KU80; KUB2; Ku86; NFIV; KARP1; KARP-1; Ku80
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	7520
ID Gene	7520
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 543-732 di Ku80 umano (NP_066964.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P13010
Peso Molecolare Proteina	83kDa
Spedizione	Sacca refrigerante