

Anticorpo Monoclonale Anti-Ku80 Da Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P13010

Numero articolo: CM0002787



introduzione

Anticorpo monoclonale anti-Ku80 da coniglio validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA in campioni umani. Bersaglia la proteina Ku80 / XRCC5 coinvolta nella riparazione del DNA per ricerche sulla NHEJ e la ricombinazione V(D)J. Materia prima per IVD di CamelBio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Ku80 Rabbit mAb
Note / Alias	KU80; KUB2; Ku86; NFIV; KARP1; KARP-1; Ku80
Specie	Umana
GeneID	7520
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli aminoacidi 633-732 della proteina Ku80 umana (P13010)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazioni	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P13010
Peso proteico	83kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio