

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Kyat3 (Kat3/Ccbl2) Per Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q6Yp21

Numero articolo: CM0028290

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio (pAb) contro KYAT3 validato per IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con uomo e topo. Bersaglia la chinurenina aminotransferasi III, coinvolta nel metabolismo del triptofano. Ideale per la ricerca nel campo delle neuroscienze e del metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	KYAT3 Rabbit pAb
Note / Alias	KAT3; CCBL2; KATIII
Specie	Uomo
GeneID	56267
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 295-394 della KYAT3 umana (NP_001008661.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q6YP21
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio